

# 部品価格表












2022年8月1日現在

株式会社イアス  
 〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1  
 TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526  
 URL: <https://iasinc.jp> Email: [iasjapan@iasinc.jp](mailto:iasjapan@iasinc.jp)










メーカー名: Agilent (Varian/SII) (ICP-OES)

モデル名: 700-ES/Vista/SPS5000/5100/5110/5800/5900

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR30-07-FC2E	Conikal ネブライザー AR30-07-FC2E	
2010069500/2010106800		
IAS05-AR30-07-FSS2E	SeaSpray ネブライザー AR30-07-FSS2E	
2010096400/ K-W10700993	高塩濃度用	
IAS05-ARG-07-UC2	Conikal ネブライザー ARG-07-UC2	
IAS05-ARG-07-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-07-USS2	
	高塩濃度用	
IAS05-ARG-07-DM2	DuraMist ネブライザー ARG-07-DM2	
IAS05-ARG-07-CP2 後継品	耐HF用	
IAS05-ARG-07-PFA2	OpalMist ネブライザー ARG-07-PFA2	
	耐HF用	
IAS05-EZT-075	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
9910107700/ K-W10700992	上記 Conikal, SeaSprayネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 Conikal, SeaSpray, DuraMist, OpalMist ネブライザー用 チューブ	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-0600HE	サイクロンスプレーチャンバー オリングフリー	
2010081700/ K-W10701389/ K-Y10700009同等品		
IAS05-20-809-9199HE	サイクロンスプレーチャンバー (パッフル付き) ポール ジョイントタイプ オリングフリー	
IAS05-20-809-9188	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
	耐HF用	
IAS05-UFT-075	UniFit スプレーチャンバードレインチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 3本入り	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連 Axial用		
IAS05-30-808-1346 2010104700	石英 0.8 mm トーチ 90度曲がりエンド	
IAS05-30-808-0478 2010090400/ 2010092800/ K-Y10700997	石英 2.3 mm トーチ 90度曲がりエンド	
IAS05-30-808-9983 2010094800	石英 2.3 mm トーチ 高塩濃度用 90度曲がりエンド ショートタイプ	
IAS05-30-808-0540	石英 2.3 mm トーチ 90度曲がりエンド ボールジョイントタイプ	
IAS05-30-808-1255	石英 2.3 mm トーチ 高塩濃度用 90度曲がりエンド ボールジョイントタイプ ショートタイプ	
IAS05-30-808-0383	アルミナ 2.4 mm デマウンタブルトーチキット	
IAS05-31-808-0401	アルミナ 2.4 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-0814	アルミナ 1.8 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-0353	石英 デマウンタブルトーチ	
IAS05-31-808-0177	石英 デマウンタブルトーチ 高塩濃度用 ショートタイプ	
IAS05-31-808-0863	トーチアダプター 90度曲がりエンド	
IAS05-GAZ-06	GazFitコネクター 6 mm o.d.用 4個入り	
IAS05-GAZ-08	GazFitコネクター 8 mm o.d.用 2個入り	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連 Radial用		
IAS05-30-807-0539	石英 0.8 mm トーチ	
2010069608/2010117400		
IAS05-30-800-0015	石英 1.4 mm トーチ	
2010069690/ 2010069600/ K-W10800647		
IAS05-30-808-1182	石英 1.8 mm トーチ 高塩濃度用	
2010095000/ K-W10701122		
IAS05-30-808-0875	石英 1.4 mm トーチ ボールジョイントタイプ	
IAS05-30-807-0536	石英 1.8 mm トーチ 高塩濃度用 ボールジョイントタイプ	
IAS05-30-808-0942	アルミナ 1.8 mm デマウンタブルトーチキット	
IAS05-31-808-0938	アルミナ 1.8 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-0541	石英 デマウンタブルトーチ	
IAS05-GAZ-06	GazFitコネクター 6 mm o.d.用 4個入り	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-1.02-WHT	PVCペリスタルティックポンプチューブ (white-white) 12本入り	
K-Y10700077 / 37100344 00同等品	サンプル用 1.02 mm i.d.	
IAS05-1.65-BLU	PVCペリスタルティックポンプチューブ (blue-blue) 12 本入り	
K-Y10700078 / 3710034600同等品	ドレイン用 1.65 mm i.d.	
IAS05-0.64-OW	PVCペリスタルティックポンプチューブ (orange-white) 12本入り	
3710046900同等品	内標準添加用 0.64 mm i.d.	
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
K-Y10700080 / 37100272 00同等品	0.76 mm i.d.	
IAS05-1.30-GRY	PVCペリスタルティックポンプチューブ (grey-grey) 12 本入り	
3710034500同等品	1.30 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-800-0003	石英 トーチボンネット	
2010070790/S80025/ K-W10700648同等品	Radial用	
IAS05-70-ELUO	Eluoネブライザークリーナー (ガラス同軸ネブライザー 用)	
IAS05-21-100-0364	PTFE スプレーチャンバー用 調整ホルダー	
IAS05-21-809-2555	PTFE スプレーチャンバー用 調整ホルダー	

\*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

\*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

\*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。