

# 部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名: PerkinElmer (ICP-OES)

モデル名: Avio 200/500


株式会社イアス





〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: [iasjapan@iasinc.jp](mailto:iasjapan@iasinc.jp)

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-ARG-07-UM005	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM005	
N0775349		
IAS05-ARG-07-UM01	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM01	
N0775348		
IAS05-ARG-07-UM02	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM02	
N0775347		
IAS05-ARG-07-UM06	MicroMist ネブライザー ARG-07-UM06	
N0775346		
IAS05-ARG-07-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-07-USS2	
N0775345		
IAS19-PMM4000-308	Mira Mist ネブライザー	
N0775330	耐HF用標準、PEEK製	
IAS05-NFT-025	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-07-UM005, ARG-07-UM01ネブライザー用チューブ	
IAS05-NFT-050	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-07-UM02, ARG-07-UM06ネブライザー用チューブ	
IAS05-NFT-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 SeaSprayネブライザー用チューブ	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-809-9199HE	サイクロンスプレーチャンバー (バッフル付き) ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
N0791352同等品		
IAS05-20-808-8882HE	サイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
IAS05-20-809-3452	PTFE サイクロンスプレーチャンバー (バッフル付き)	
	耐HF用	
IAS05-20-809-2507	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
N0777497同等品	耐HF用	
-	UniFit スプレーチャンバードレインチューブ	
	各種、お取り扱いしております。	
トーチ関連		
IAS05-31-808-3785	石英 0.8 mm テーパートーチインジェクター	
N0791185同等品		
IAS05-31-808-3786	石英 1.2 mm テーパートーチインジェクター	
N0791186同等品		
IAS05-31-808-3787	石英 1.2 mm トーチインジェクター	
IAS05-31-808-3788	石英 1.6 mm テーパートーチインジェクター	
N0791188 同等品		
IAS05-31-808-3789	石英 2 mm テーパートーチインジェクター	
N0791189同等品		
IAS05-31-808-3790	石英 3 mm テーパートーチインジェクター	
N0791190同等品		
IAS05-31-808-3799	アルミナ 1.25 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-3784	サファイア 2 mm トーチインジェクター	
N0791184同等品		
IAS05-31-808-3776	石英 トーチ 1スロット	
N0790131同等品		

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
09908587同等品	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.14-RED	PVCペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 12本 入り	
N0680375 / 09908585 同等品	ドレイン用、水素化物還元剤用 1.14 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-2649	アキシシャルパージウィンドウ	
09992731		
IAS05-31-808-8098	ラジアルパージウィンドウ	
N0690672		

\*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承ください。

\*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

\*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。