

部品価格表

2022年8月1日現在

株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1




TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: Thermo Fisher Scientific (Finnigan) (ICP-MS)

モデル名: ELEMENT2 / ELEMENTXR / NEPTUNE

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-ARG-1-UM01	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM01	
	100 µL/min	
IAS05-ARG-1-UM04	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM04	
	400 µL/min	
IAS05-NFT-025	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.25 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-1-UM01ネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-050	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-1-UM04ネブライザー用 チューブ	
コーン		
IAS05-TF1001-Ni/Cu	Ni サンプルングコーン Cuベース	
1044530同等品		
IAS05-TF1002A-Ni	Ni スキマーコーン	
1067600同等品		
IAS05-TF1002X-Ni	Ni X-スキマーコーン	
1142160同等品		
IAS05-TF1006A-Pt/Cu	Pt サンプルングコーン Cuベース	
1067501同等品	下取り対象製品	
IAS05-TF1007X-Pt	Pt X-スキマーコーン	
1142150同等品	下取り対象製品	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS04-SC0334	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-black) 12本入り	
1066310同等品	ドレイン用 2.79 mm i.d.	
IAS04-SC0328	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (grey-grey) 12本入り	
IAS01-4399-1004 後継品 (本数変更)	1.30 mm i.d.	
その他		
IAS04-T5004	Pt シールド板	
1126640同等品	下取り対象製品	

- *: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。
- *: Pt製コーン、シールドは下取りを行っております。
- *: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- *: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。