

部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名: PerkinElmer (ICP-MS)









モデル名: NexION300/350/1000/2000/5000








株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
トーチ関連		
IAS05-30-808-8107	石英 デマウンタブルトーチ	
IAS05-31-808-0806	石英 2 mm トーチインジェクター ボールジョイントタイプ	
コーン		
IAS04-SC4011-Ni	Ni サンプルングコーン NexION300Q, X, D 標準	
IAS04-SC4011-Ni-3	Ni サンプルングコーン (Niコーン3個以上同時購入) Ni コーン3個以上同時購入の場合	
IAS04-SC4013-Pt	Pt サンプルングコーン NexION300S 標準、下取り対象製品	
IAS04-SC4012-Ni	Ni スキマーコーン NexION300Q,X,D 標準	
IAS04-SC4012-Ni-3	Ni スキマーコーン (Niコーン3個以上同時購入) Ni コーン3個以上同時購入の場合	
IAS04-SC4014-Pt	Pt スキマーコーン NexION300S 標準、下取り対象製品	
IAS04-SC4020-Al	ハイパースキマーコーン	
IAS05-PE5115	ハイパースキマーコーン用 Oリング 5個入り	
IAS05-PE5116	ハイパースキマーコーン用ネジ 2個入り	

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.38-OG	PVCペリスタルティックポンプチューブ (orange-green) 12本入り	
	サンプル用 0.38 mm i.d.	
IAS05-0.38-OG-F	PVCペリスタルティックポンプチューブ フレアーエンド (orange-green) 6本入り	
	サンプル用 0.38 mm i.d.	
IAS04-SC0328	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (grey-grey) 12本入り	
IAS01-4399-1004 後継品 (本数変更)	ドレイン用 1.30 mm i.d.	
IAS05-1.14-RED3B	PVCペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 3ストッパー 12本入り	
	標準のPharMedより高純度でリンス溶液コンタミ低減 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0310	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (red-red) 3ストッパー 12本入り	
	AS-93/S10 リンス供給用 1.14 mm i.d.	
IAS04-SC0319	PharMedペリスタルティックポンプチューブ (purple-white) 3ストッパー 12本入り	
	AS-93/S10 ドレイン用 2.79 mm i.d.	
その他		
IAS05-70-900-2006C	RFコイル	

- *: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。
- *: Pt製コーンは下取りを行っております。
- *: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- *: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。