

部品価格表

2022年8月1日現在

株式会社イアス



〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1


TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

メーカー名: 日立ハイテクサイエンス (SII/Varian) (ICP-MS)

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

モデル名: SPQ9700/800-MS

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-AR30-1-FM02E	MicroMist ネブライザー AR30-1-FM02E	
	200 µL/min	
IAS05-AR30-1-FM04E	MicroMist ネブライザー AR30-1-FM04E	
K-W10800419 /2010102100	400 µL/min	
IAS05-ARG-1-UM02	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM02	
	200 µL/min	
IAS05-ARG-1-UM04	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM04	
	400 µL/min	
IAS05-EZT-050	EzyFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
K-W10800417	上記ネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT-050	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
K-W10800417	上記ネブライザー用 チューブ	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-808-1209	スコットスプレーチャンバー	
K-W10800349 /2010101000同等品		
トーチ関連		
IAS05-30-808-1206	石英 トーチ ボールジョイントタイプ	
K-W10800347 /2010100700同等品		

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ペリスタルティックポンプチューブ		
IAS05-0.76-BLK	PVCペリスタルティックポンプチューブ (black-black) 12本入り	
K-Y10700080 / 3710027200	サンプル用 0.76 mm i.d.	
IAS05-1.65-BLU	PVCペリスタルティックポンプチューブ (blue-blue) 12 本入り	
K-Y10700078 / 3710034600	ドレイン用 1.65 mm i.d.	
その他		
IAS05-31-808-1207	石英 トーチ・スプレーチャンバージョイント シースガ ス用	
K-W10800348同等品 /2010100900		

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。