

部品価格表

2022年8月1日現在

株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

メーカー名: 日立ハイテクサイエンス(SII/セイコー) (ICP-OES)

モデル名: SPS1000/3000/4000/7000 PS3000/7000

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-ARG-1-UC2	Conikal ネブライザー ARG-1-UC2	
IAS05-ARG-1-USS2	SeaSpray ネブライザー ARG-1-USS2	
K-W10701912, K-W10701937	高塩濃度用	
IAS05-ARG-1-DM2	DuraMist ネブライザー ARG-1-DM2	
IAS05-ARG-1-CP2後継品	耐HF用	
IAS05-ARG-1-PFA2	OpalMist ネブライザー ARG-1-PFA2	
	耐HF用	
IAS05-NFT-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ネブライザー用 チューブ	
スプレーチャンバー		
IAS05-20-808-8881HE	サイクロンスプレーチャンバー ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
K-W10701540		
IAS05-20-809-9119HE	サイクロンスプレーチャンバー (バツフル付き) ボールジョイントタイプ Oリングフリー	
K-W10701418		
IAS05-21-808-8214	ドレインデバイス	
IAS05-20-809-2508	PTFE サイクロンスプレーチャンバー	
	耐HF用	
IAS05-21-809-2540	HF ドレインデバイス	
	耐HF用	
トーチ関連		
IAS05-31-808-0015	アルミナ 1.8 mm テーパートーチインジェクター	
IAS05-31-808-3001	サファイア 2 mm トーチインジェクター	

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。