

部品価格表

2022年8月1日現在

メーカー名: Thermo Fisher Scientific (ICP-MS)

モデル名: iCAP Q

株式会社イアス

〒191-0011 東京都日野市日野本町2-2-1

TEL: 042-589-5525 FAX: 042-589-5526

URL: <https://iasinc.jp> Email: iasjapan@iasinc.jp

イアスNo.	部品名称	写真
メーカーNo. (参考)	注釈	
ネブライザー関連		
IAS05-ARG-1-UC1	Conikal ネブライザー ARG-1-UC1	
1600289 同等品		
IAS05-ARG-1-UC1T	Conikal ネブライザー ARG-1-UC1T	
1201318 /VELE1201318 同等品	サンプルチューブ 2000 mm	
IAS05-ARG-1-UM02	MicroMist ネブライザー ARG-1-UM02	
1161870 同等品	200 µL/min	
IAS05-NFT-050	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.5 mm i.d. x 700 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-1-UC1, ARG-1-UM02 ネブライザー用 チューブ	
IAS05-NFT2-075	UniFit サンプルチューブ 1.3 mm o.d. x 0.75 mm i.d. x 2000 mm 長さ 10本入り	
	上記 ARG-1-UC1T ネブライザー用 チューブ	
IAS19-PMM4000-204	Mira Mist ネブライザー	
4600356	耐HF用、PEEK製	
コーン		
IAS05-TG1021-Ni/Cu	Ni サンプルングコーン Cuベース	
3600812 /VG1021-Ni/Cu 同等品		
IAS05-TG1026A-Pt/Cu	Pt サンプルングコーン Cuベース	
3601289 /VG1026A-Pt/Cu 同等品		
IAS05-TG5001	サンプルングコーン用ガスケット	
3004382/VG5001 同等品		

*: 一回のご注文金額が3万円以下の場合、送料をいただいております。ご了承下さい。

*: 上記以外の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

*: 上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。